



BAYETA MICROLITE

CON DISPENSADOR CIERRE HERMÉTICO



Prevención
CORONAVIRUS



Tamaño grande

Permite preparar bayetas desechables para limpieza y desinfección de superficies utilizando su desinfectante o solución hidroalcohólica.

Con estuche cierre hermético.

Con estuche con cierre hermético dispensador de 45 unidades.

Tejido resistente y absorbente

Limpieza delicada y sin rastro de todo tipo de superficies. Recoge grasas, aceite, suciedad, agua y líquidos. Reutilizable. 60gr/m².

Previene contaminación cruzada en espacios sensibles

Se puede utilizar durante la misma jornada sin desarrollar bacterias, desechándose al final del día.

Tejido sin tejer.

Especial industria alimentaria, higiene hospitalaria, industria, automoción.

Ref. 00469 Bayeta Microlite. Pack 45

Caja: 9 Packs.

Envase: Pack-45.

Medidas: 36x28 cm.

¡Perfecto para centros donde se necesita desinfección!

¿Cómo se utiliza?

El dispensador se cierra herméticamente manteniendo las bayetas húmedas y pudiéndose utilizar en diferentes turnos.

Reduce productos químicos asegurando el perfecto grado de humedad en cada bayeta.

Perfecto para centros donde no hay lavandería y donde se desee extremar los niveles de higiene y limpieza de superficies.

1



Abrimos la tapa del dispensador

2



Introducimos la solución deseada (entre 500 ml y 1 litro) en el estuche dispensador.

3



Cerramos el dispensador herméticamente y volteamos el mismo para que las bayetas se impregnen en su totalidad.

4



Sacamos la Bayeta Microlite impregnada por el orificio del dispensador. Volvemos a cerrar el dispensador para su correcta conservación.